

Empresa: UU Empresa de Prueba Trabajador: Trabajador 1 [DNI: 01]	
<input checked="" type="radio"/> Consulta médica <input type="radio"/> Consulta de enfermería	
Nº de consulta: 20210329-0001	Hora de inicio: 17 : 39 (hh:mm) Duración:
Fecha de consulta: 29/03/2021	Hora de fin: : : (hh:mm)
<input type="checkbox"/> El trabajador asiste a la consulta	
Centro médico: CENTRO 30	<input type="button" value="F1"/> <input type="button" value="F2"/>
Profesional sanitario: Administrador	<input type="button" value="F2"/>
Tipo de consulta:	<input type="button" value="F3"/>
Especialidad:	<input type="button" value="F4"/>
Contingencia:	<input type="button" value="F6"/>
Motivo de consulta:	<input type="button" value="F7"/>
Tipo de asistencia:	<input type="button" value="F8"/>

6. Pruebas y exámenes complementarios

En este mantenimiento daremos de alta aquellas pruebas o exámenes complementarios junto con el resultado del mismo, con el fin de poder añadirlo en la consulta médica. El mantenimiento se nos presenta con una ventana similar a la siguiente:

A diferencia de los anteriores mantenimientos, en este podemos crear las exploraciones y añadirle los resultados posibles de la misma. Desde el desplegable "Exploraciones" disponemos de las herramientas necesarias para crear, editar o eliminar elementos. De la misma manera, podemos añadir los resultados a las pruebas que tengamos seleccionadas desde el desplegable "Resultados". Por último, podemos buscar resultados u ordenar el listado desde el desplegable "Herramientas"

Este mantenimiento lo usaremos dentro de la consulta médica o de enfermería, en la pestaña Pruebas complementarias, tal y como vemos en la siguiente imagen:

CONSULTA MEDICA 1. Datos generales 2. Anamnesis y exploración 3. Pruebas complementarias 4. Diagnóstico y tratamiento 5. Evolución 6. Recetas 7. Administración de vacunas 8. Documentación adjunta 9. Derivación y observaciones	3 - Pruebas y exámenes complementarios	
	Pruebas	Herramientas
	Añadir pruebas complementarias y resultados	
	Editar observaciones de la prueba seleccionada	
	Indicar fecha de realización de las pruebas seleccionadas	
	Eliminar elementos seleccionados	

